

Instrukcje Bezpieczeństwa Użytkowania

Przed użyciem pasa do dekompresji lędźwiowej prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami i postępuj zgodnie z nimi, aby zapewnić sobie bezpieczne użytkowanie oraz uniknąć ryzyka uszczerbku na zdrowiu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze przed pierwszym użyciem skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia.
- Nie stosuj pasa, jeśli produkty są uszkodzone. Przed każdym użyciem upewnij się, że pas oraz pompka są w dobrym stanie technicznym.
- Upewnij się, że pas jest prawidłowo zamocowany wokół talii, aby uniknąć przypadkowego zsunęcia się lub niewłaściwego działania.
- Nie używaj produktu, jeśli odczuwasz silny lub narastający ból. W takim wypadku niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Instrukcje Użytkowania i Bezpieczeństwa

- Mocno i równo zamocuj pas wokół talii, upewniając się, że jego pozycja jest wygodna, a jednocześnie stabilna.
- Używaj dołączonej pompki ręcznej do delikatnego pompowania. Wyposażenie jest zaprojektowane, aby automatycznie uwalniać nadmiar powietrza, co zapobiega przepełnieniu.
- Nie przekraczaj poziomu komfortu podczas pompowania pasa; zbyt duże rozciągnięcie może prowadzić do dyskomfortu lub urazu.
- Podczas noszenia pasa wykonuj normalne, codzienne czynności jak chodzenie, siedzenie czy praca, ale unikaj gwałtownych ruchów, które mogą przeciążyć kręgosłup.
- Nie używaj pasa podczas snu. Stosowanie go przez cały okres snu może być niebezpieczne.
- Osoby młodsze oraz osoby starsze powinny korzystać z pasa pod nadzorem lub za zgodą lekarza.

Warunki Przechowywania

- Przechowuj pas w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz ekstremalnych temperatur, które mogą wpłynąć na jego strukturalną integralność.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, zwracając szczególną uwagę na wszelkie oznaki zużycia materiału czy osłabienia szwów.

Uwagi Końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa oraz użytkowania pozwoli na efektywne oraz bezpieczne korzystanie z pasa do dekompresji lędźwiowej. Dbaj o swoje zdrowie i konsultuj wszelkie niepokojące symptomy z lekarzem.

Plusieurs points à considérer

1. Cette ceinture ne peut pas être immergée dans l'eau pour la laver.
2. Cette ceinture ne doit pas être exposée directement au soleil et à la chaleur, veuillez la ranger dans un endroit frais après utilisation.
3. Veuillez suivre les conseils de votre médecin si vous avez d'autres maladies.

AVERTISSEMENTS



- Ne pas laver
à l'eau



- Ne pas
repasser



- Éviter l'exposition
au soleil



- Tenir hors de portée
des enfants de moins de 3 ans



- Éloigner des
objets tranchants

- Si vous ressentez un inconfort pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement de l'utiliser
- Ce produit est destiné uniquement à un usage personnel et ne doit pas remplacer un traitement médical professionnel

Nous offrons une **GARANTIE DE SATISFACTION** de 100%

Garantie d'un an à partir de la date d'achat. Une garantie de 100% pour une meilleure et plus sûre expérience utilisateur ainsi qu'un service clientèle rapide vous laissant l'esprit tranquille, un excellent cadeau pour les amis, la famille et pour vous-même. Si vous avez des questions/problèmes concernant l'utilisation du produit, n'hésitez pas à nous contacter